

GELS COSMÉTIQUES

17-06-2020


dermedics[®]
SKIN CARE SYSTEM



dermedics.com

Enregistré dans l'Union européenne en tant que produit cosmétique selon la directive cosmétique 76/768 / CEE.
Fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Non testé sur les animaux.

GELS COSMÉTIQUES

INDEX

HYAL GEL	3
COLLAGÈNE GEL	4
ÉLASTINE GEL	5
ALOE VERA GEL	6
GEL SMOOTH	7
SLIM GEL	8
DES GELS UNIQUES	9

Enregistré dans l'Union européenne en tant que produit cosmétique selon la directive cosmétique 76/768 / CEE.
Fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF). Non testé sur les animaux.

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit	<p>DERMEDICS® HYAL est un gel de soin créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.</p> <p>Contient de l'acide hyaluronique de 50 kDa de très faible poids moléculaire! [le poids moléculaire de 50 kDa HA est analogue à la taille des pores de la peau humaine et offre les meilleures capacités de pénétration]</p>
Cible	Pour les peaux déshydratées
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contient de l'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire (LMVHA) 50 kDa (la taille des pores de la peau humaine) ▪ Hydrate la peau en profondeur ▪ Maintient l'équilibre homéostatique des ions ▪ Augmente l'expression des ponts intercellulaires des protéines ▪ Stimule la synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme ▪ Repulpe les petites rides
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Échographie (sonophorèse) ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>La dernière génération d'acide hyaluronique de très faible poids moléculaire (LMW HA), à la concentration maximale autorisée de 0,2%, a une capacité accrue à pénétrer dans les couches plus profondes de la peau. Il est non pathogène et hypoallergénique. Il maintient les ions dans un équilibre homéostatique, augmente l'expression des protéines des ponts intercellulaires, stimule la synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme et repulpe les ridules en augmentant la densité cutanée.</p>
Précautions	<p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers. Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p><u>Contre-indications:</u> hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel COLLAGEN, ELASTIN et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.
Paquet d'unité	<p>Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push</p>

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

COLLAGÈNE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Double pouvoir de rajeunissement: [protéines de collagène + extrait de collagène]

Cible	Pour le relâchement cutané
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contient une formulation unique d'extrait de collagène mélangé à des protéines de collagène ▪ Améliore l'élasticité de la peau ▪ Augmente la densité et la fermeté de la peau ▪ Augmente la rétention d'humidité ▪ Lisse la peau et repulpe les rides ▪ Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Protéines de collagène ont une capacité accrue de pénétrer dans les couches les plus profondes de la peau. Cette formule unique de protéines mélangées à de l'extrait de collagène améliore l'élasticité de la peau, augmente la rétention d'humidité, lisse la peau et repulpe les ridules en augmentant la densité et la fermeté de la peau.</p>
Précautions	<p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers. Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p>Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel HYAL, ELASTIN et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.
Paquet d'unité	<p>Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push</p>

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

ÉLASTINE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Contient des protéines d'élastine pour le rajeunissement!

Cible	Booster d'élasticité
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmente la résilience des fibres d'élastine de la peau ▪ Augmente la capacité de la peau à se dilater et à se replier (ce qui est important pour éviter d'imiter les rides et le relâchement cutané) ▪ Stimule la synthèse d'élastine ▪ Aide à former un réseau tridimensionnel entre les fibres de collagène ▪ Augmente la rétention d'humidité ▪ Lisse la peau et repulpe les rides ▪ Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Protéines d'élastine hydrolysées raffermit efficacement la peau, repulpe les ridules en augmentant l'élasticité de la peau et en améliorant sa rétention d'humidité.</p> <p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles.</p> <p>Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers</p> <p>Garder hors de la portée des enfants.</p>
Précautions	<p>Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p><u>Contre-indications:</u> hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel HYAL, COLLAGÈNE et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.

Paquet d'unité

Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

DERMEDICS® ALOE VERA est un gel de soin créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel est recommandé pour les traitements anti-acné (pour accélérer le renouvellement de la peau, soutenir la détox de la peau et restaurer un teint uniforme) et pour les soins de beauté anti-âge pour redonner une apparence plus jeune et plus saine aux peaux sensibles. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Contient de l'extrait d'aloë vera pur!

Cible	Détox de la peau + Soins de beauté global
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contient de l'extrait d'aloë pur ▪ Apaise les irritations ▪ Procure un soulagement pour la peau rougie ▪ Calme l'inflammation après l'exposition au soleil ▪ Idéal pour les peaux exigeantes ou sensibles ▪ Éclaircit la peau et restaure un teint uniforme ▪ Rafraîchit et hydrate la peau en profondeur ▪ Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages hydratants supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Extrait pur d'Aloe Vera apporte des propriétés bénéfiques pour la peau: il rafraîchit, hydrate en profondeur, apaise les irritations, calme les inflammations post-exposition au soleil (typiques des peaux à tendance acnéique).</p> <p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p>
Précautions	<p><i>Les enzymes de l'extrait d'aloë vera accélèrent la désintoxication de la peau et peuvent provoquer une exfoliation douce de la peau.</i> <i>Ainsi, après des interventions cosmétiques avec le gel d'Aloe Vera de DERMEDICS™, il est recommandé d'utiliser la Crème Lamellaire Biomimétique CALM (pour reconstruire la couche lipidique de la peau) et la crème SPF pour protéger la peau des UV.</i></p> <p>ATTENTION: ce gel spécifique doit être utilisé selon ses recommandations uniquement. Ne pas appliquer sur une peau abrasée. Ne pas appliquer de thérapies post-laser. Retirez l'excédent de la surface de la peau après les procédures cosmétiques.</p> <p>Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel HYAL et COLLAGEN. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.
Paquet d'unité	<p>Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push</p>

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

DERMEDICS® SMOOTH est un gel conducteur créé pour les traitements de médecine esthétique utilisant l'énergie électrique et la radiofréquence (RF). Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les têtes et la peau.

Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Contient un complexe smooth pour adoucir et hydrater la peau en profondeur

Cible	Effet hydratant
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmente la perméabilité cutanée ▪ Augmente l'absorption des ingrédients actifs ▪ Raffermit, hydrate et lisse la peau ▪ Apaise les irritations ▪ Réduit la perte d'eau transépidermique (TEWL) ▪ Réduit la rugosité de la peau ▪ Contrôle l'exfoliation de l'épiderme ▪ Renouvelle le facteur d'hydratation naturel (NMF)
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur jaune clair transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroporation (électrophorèse) ▪ MesoWave™ de DERMEDICS® (pour les douleurs musculaires) ▪ Iontophorèse ▪ Electrologie (électrolyse, thermolyse, mélange) ▪ Electrostimulation (bio-lifting) ▪ Désincrustation galvanique
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Acide polyglutamique hydrate la peau et assure une meilleure absorption du sérum dans la peau en augmentant sa perméabilité. L'urée et le scléroglycane diminuent la perte d'eau transépidermique (TEWL), réduisent la rugosité de la peau, contrôlent l'exfoliation de l'épiderme et renouvellent le facteur d'hydratation naturel (NMF). Après le traitement, la peau est parfaitement lissée et bien hydratée.</p>
Précautions	<p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette. Ne pas utiliser pour la technologie ultrasonique.</p> <p>Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.

Paquet d'unité

Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push


GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit	DERMEDICS® SLIM est un gel de contact innovant conçu pour les traitements esthétiques ciblés sur l'amincissement et la mise en forme du corps. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel est recommandé à des fins minceur pour restaurer une apparence plus saine du corps. Recommandé pour les peaux de tous âges.	Effet thermo + détox
Cible	Booster anti-cellulite!	
Type	Gel de massage	
Classe	Cosmétique	
Texture	Glycérine visqueuse	
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augmente l'efficacité des thérapies minceur ▪ Fournit un effet thermique pour accélérer la désintoxication des cellules grasses ▪ Soutient l'efficacité anti-cellulite ▪ Accélère le drainage lymphatique ▪ Favorise la défense anti-oxydante 	
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement 	
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène 	
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Massages sous vide avec Cellulogy™ et CelluDrain™ ▪ Traitements amincissants avec AdipoTherm™ RF (vide et RF en un) ▪ Drainage lymphatique manuel (MLD) 	
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MINCEUR par: Fréquence radio (RF), cavitation (liposuction par ultrasons), Lipolaser / LipoContour™ de DERMEDICS® ▪ MÉSOThÉRAPIE par: Electroporation (électrophorèse), MesoWave™ by DERMEDICS® (pour les douleurs musculaires), Iontophorèse, Ultrasons ▪ AUTRES tels que: couvertures thermiques, enveloppement corporel 	
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Un mélange parfait d'extraits (châtaigne, ginkgo, arnica, thé vert, gingembre, cannelle, paprika) apporte des propriétés chauffantes (effet thermo-actif) pour accélérer le drainage lymphatique, la désintoxication de la peau ainsi qu'une efficacité anti-oxydante.</p> <p>Le drainage lymphatique est assuré par: châtaigne, ginkgo, arnica. <i>Ces ingrédients renforcent également les vaisseaux sanguins pour empêcher les capillaires de se rompre.</i></p> <p>L'effet thermo-actif est fourni par: gingembre, cannelle, paprika.</p> <p>L'effet anti-oxydant est fourni par: thé vert. <i>La protection anti-oxydante est très importante dans les thérapies minceur intelligentes, car pendant la réduction intensive des cellules grasses dans le même temps, le niveau de radicaux libres augmente considérablement (c'est un effet secondaire naturel du processus métabolique des cellules). C'est pourquoi l'efficacité anti-oxydante est presque obligée de protéger les cellules de la surproduction et de l'accumulation de lipofuscine associée aux radicaux libres.</i> <i>La lipofuscine est une sorte de toxine cellulaire qui peut entraîner une inflammation cellulaire. La surproduction de lipofuscine dans les cellules peut être observée à l'extérieur de la peau sur sa surface sous forme de taches brunes - appelées taches de vieillesse ou taches hépatiques. Ils sont généralement situés sur le visage et les mains là où la peau est plus fine.</i> <i>Dans l'hypoderme, la surproduction de lipofuscine favorise l'accumulation de cellules grasses - et cela fait que les procédures minceur sont toujours moins efficaces. C'est la raison principale pour laquelle la détox et la protection anti-oxydante sont si importantes dans les thérapies ciblées sur l'amincissement efficace et la réduction de la cellulite.</i></p>	
Précautions	<p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles.</p> <p>Ne pas appliquer sur une peau abîmée / cassée.</p> <p>Garder hors de la portée des enfants.</p> <p>Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p>Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>	

GELS COSMÉTIQUES

information additionnelle	Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.
Paquet d'unité	Soins à domicile: 250g et 500g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push

GELS COSMÉTIQUES





dermedics[®]
SKIN CARE SYSTEM

EXCELLENCE IN SKINCARE
REAL RESULTS[®]

dermedics.com