

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

COLLAGÈNE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Double pouvoir de rajeunissement: [protéines de collagène + extrait de collagène]

Cible	Pour le relâchement cutané
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contient une formulation unique d'extrait de collagène mélangé à des protéines de collagène ▪ Améliore l'élasticité de la peau ▪ Augmente la densité et la fermeté de la peau ▪ Augmente la rétention d'humidité ▪ Lisse la peau et repulpe les rides ▪ Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine
Spécification supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	<p>Protéines de collagène ont une capacité accrue de pénétrer dans les couches les plus profondes de la peau. Cette formule unique de protéines mélangées à de l'extrait de collagène améliore l'élasticité de la peau, augmente la rétention d'humidité, lisse la peau et repulpe les ridules en augmentant la densité et la fermeté de la peau.</p>
Précautions	<p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers. Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p>Contre-indications: hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p>
information additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel HYAL, ELASTIN et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.
Paquet d'unité	<p>Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push</p>