

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

ÉLASTINE DERMEDICS® est un gel de soin innovant créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Contient des protéines d'élastine pour le rajeunissement!

Cible	Booster d'élasticité
Type	Gel de contact
Classe	Cosmétique
Texture	Gel aqueux visqueux
Vue détaillée du produit	▪ Augmente la résilience des fibres d'élastine de la peau ▪ Augmente la capacité de la peau à se dilater et à se replier (ce qui est important pour éviter d'imiter les rides et le relâchement cutané) ▪ Stimule la synthèse d'élastine ▪ Aide à former un réseau tridimensionnel entre les fibres de collagène ▪ Augmente la rétention d'humidité ▪ Lisse la peau et repulpe les rides ▪ Rajeunit visiblement la peau pour une apparence plus jeune et plus saine
Spécification supplémentaire	▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement
Détails technologiques	▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène
Mode d'emploi	▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting)
Mode d'emploi facultatif	▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau)
Ingrédients actifs (propriétés)	Protéines d'élastine hydrolysées raffermir efficacement la peau, repulpe les ridules en augmentant l'élasticité de la peau et en améliorant sa rétention d'humidité. Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers Garder hors de la portée des enfants.
Précautions	Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette. <u>Contre-indications:</u> hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.
information additionnelle	▪ Peut être mélangé avec le gel HYAL, COLLAGÈNE et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau.

Paquet d'unité

Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push
Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push