

GELS COSMÉTIQUES

Vue générale du produit

DERMEDICS® HYAL est un gel de soin créé pour tous les types de traitements de médecine esthétique. Il assure la bonne connexion entre les électrodes, les sondes et la peau. Le gel soutient visiblement le rajeunissement de la peau pour lui redonner une apparence plus jeune et plus saine. Recommandé pour les peaux de tous âges.

Contient de l'acide hyaluronique de 50 kDa de très faible poids moléculaire! [le poids moléculaire de 50 kDa HA est analogue à la taille des pores de la peau humaine et offre les meilleures capacités de pénétration]

| | |
|--|--|
| Cible | Pour les peaux déshydratées |
| Type | Gel de contact |
| Classe | Cosmétique |
| Texture | Gel aqueux visqueux |
| Vue détaillée du produit | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contient de l'acide hyaluronique de très bas poids moléculaire (LMVHA) 50 kDa (la taille des pores de la peau humaine) ▪ Hydrate la peau en profondeur ▪ Maintient l'équilibre homéostatique des ions ▪ Augmente l'expression des ponts intercellulaires des protéines ▪ Stimule la synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme ▪ Repulpe les petites rides |
| Spécification supplémentaire | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Microbiologiquement pur ▪ Avec une viscosité appropriée ▪ Couleur transparente ▪ Hypoallergénique ▪ Soluble dans l'eau ▪ Testé dermatologiquement |
| Détails technologiques | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sans parfum ▪ Sans sel ▪ Sans colorants ▪ Sans parabène |
| Mode d'emploi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Échographie (sonophorèse) ▪ Electroporation (électrophorèse) / MesoWave™ par DERMEDICS® ▪ Iontophorèse ▪ Electrostimulation (bio-lifting) |
| Mode d'emploi facultatif | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fréquence radio (RF) ▪ Cavitation (liposuction par ultrasons) ▪ Lipolyse au laser (facultative juste pour fournir des avantages anti-âge supplémentaires pour la peau) |
| Ingrédients actifs (propriétés) | La dernière génération d'acide hyaluronique de très faible poids moléculaire (LMW HA), à la concentration maximale autorisée de 0,2%, a une capacité accrue à pénétrer dans les couches plus profondes de la peau. Il est non pathogène et hypoallergénique. Il maintient les ions dans un équilibre homéostatique, augmente l'expression des protéines des ponts intercellulaires, stimule la synthèse endogène de l'acide hyaluronique des fibroblastes dans l'épiderme et repulpe les ridules en augmentant la densité cutanée. |
| Précautions | <p>Seulement pour usage externe. Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles. Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type Fillers. Garder hors de la portée des enfants. Gardez l'attention sur les directives de stockage du marché sur une étiquette.</p> <p><u>Contre-indications:</u> hypersensibilité à l'un des composants de la formulation.</p> |
| information additionnelle | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peut être mélangé avec le gel COLLAGEN, ELASTIN et ALOE VERA. ▪ Le gel peut modifier sa viscosité pendant le traitement pour assurer une pénétration plus profonde des ingrédients actifs dans la peau. |
| Paquet d'unité | <p>Soins à domicile: 250g en bouteille avec bouchon pull-push Soins en salon: 500g et 1kg en bouteille avec bouchon pull-push</p> |